

Tipps rund um Kompressionsstrümpfe



Ihre Kompressionsware **täglich zu tragen**, ist der Beste Weg zu einem positiven Ergebnis. Dabei ist es wichtig, dass Sie sie sorgfältig pflegen – so verlängern Sie ihre Lebensdauer und ihren therapeutischen Effekt.



Kompressionspflege – Bitte waschen Sie Ihre Kompressionsware täglich, nach dem Ausziehen. Die besten Resultate erzielen Sie bei 30 Grad Hand- oder Maschinenwäsche mit einem speziellen Waschmittel – OHNE Weichspüler.



Trocknen Sie die Kompressionsware nicht auf der Heizung oder in direktem Sonnenlicht. Ob sie trocknergeeignet sind, steht auf dem jeweiligen Etikett auf der Innenseite Ihrer Kompressionsware oder in der Pflegeanleitung des jeweiligen Herstellers. Flachgestrickte Nahtware bitte nach dem Waschen in Form ziehen.



Die **richtige Hautpflege** ist besonders wichtig. Spezielle Hautpflegeserien sind perfekt auf die Kompressionstherapie abgestimmt und sorgen für eine gepflegte Haut und den optimalen Halt der Kompressionsstrümpfe.



Korrektes Anziehen der Kompressionsstrümpfe. Damit ein Kompressionsstrumpf angenehm am Bein oder Arm sitzt und seine notwendige Wirkung entfalten kann, muss er passgenau angezogen werden. Damit das Anziehen leichter fällt, wurden verschieden Anziehhilfen entwickelt – diese sind nicht nur für Menschen mit Bewegungseinschränkung eine große Erleichterung.



Folgeversorgung – Bei täglichem Tragen und Waschen lassen der medizinisch notwendige Druck und die Elastizität spätestens nach sechs Monaten nach. Grundsätzlich besteht bei medizinischer Notwendigkeit zweimal im Jahr die Möglichkeit, eine neue Kompressionsversorgung zu erhalten.



Passform – Sie erhalten von uns auf ihre Kompressionsware eine Passformgarantie von 2 Wochen – *ausgenommen sind Passformschwierigkeiten aufgrund von Gewichtsveränderung.*



GERSTBERGER

Vitalcenter

*vitaler
Leben*

www.gerstberger.com

Ergänzende Produkte zu Ihrer Kompressionstherapie

Eine Vielzahl von speziell entwickelten Produkten, erleichtern den alltäglichen Umgang mit den medizinischen Hilfsmitteln – dies fördert, durch die regelmäßige Anwendung, den Behandlungsverlauf und letztendlich Ihren Therapieerfolg.

An- und Ausziehhilfen

- 1 Arion Easy Slide
- 2 Arion Magnide
speziell für geschlossene Fußspitze
- 3 Anzieh-Butler Arm und Bein
- 4 Medi Butler Off (Ausziehhilfe)
- 5 JUZO Spezialhandschuhe
mit griffiger Beschichtung



Pflegeprodukte

- 6 Beine Gel und Haut Öl
- 7 Medi Soft Cremeschaum spezielle Hautpflege
- 8 Starter-Set für Kompressionsstrümpfe
Handschuhe, Lotion, Wäsche o. Abb.



Waschmittel

- 9 Jobst WashCare
- 10 medi clean Handwaschmittel
- 11 Juzo Spezialwaschmittel



Sonstiges

- 12 Klebelotion für sicheren Halt von Kompressionsgestrieken
- 13 Unterziehstrümpfe (StruvaFix) o. Abb.
- 14 Lymphpads effektive Unterstützung bei Lymph- und Lipödem
- 15 ScarPad (Silikonauflagen)



Hinweis zur Übernahme der Anziehhilfen
Kosten für bestimmte Anziehhilfen können teilweise oder komplett mit Ihrer Krankenkasse verrechnet, sofern eine Verordnung von ihrem Arzt vorliegt – sprechen Sie uns darauf gerne an!

NETWORKCARE
networkcare.de



GERSTBERGER
Vitalcenter

*vitaler
Leben*

Sanitätshaus • Orthopädie-Technik • Orthopädie-Schuhtechnik
Reha-Technik • Medizintechnik • Homecare • Mode



www.gerstberger.com



2X MEMMINGEN • KEMPTEN • WANGEN • ISNY • LEUTKIRCH • BAD GRÖNENBACH